



MINIVIDAS[®]

Semplicemente affidabile



PIONEERING DIAGNOSTICS

MINIVIDAS®

Pensato per durare



I sistemi automatici per immunodosaggi **miniVIDAS®** sono apprezzati in tutto il mondo per la **robustezza**, la **semplicità d'uso**, la **flessibilità** e l'**accuratezza dei risultati**.

Un design unico

SEMPLICITA' D'USO


- Computer, monitor, tastierina e stampante integrati
- Strumento pronto all'uso
- Nessuna manutenzione da parte dell'operatore

AFFIDABILITA'

- Robustezza strumentale (no tubi, aghi, siringhe, liquidi reflui)
- Reagenti pronti all'uso in formato monotest
- Identificazione automatica dei barcode reagenti

FLESSIBILITÀ

- Due sezioni indipendenti da 6 test ciascuna
- Esecuzione simultanea di diversi parametri
- Confezionamenti dei kit da 30 o 60 tests
- Più di 70 parametri disponibili



* SPR: Solid Phase Receptacle

	MINIVIDAS®
Peso	40 kg
Voltaggio	100-240 VAC
Consumo elettrico	1,5-0,8 A
Frequenza	50-60 Hz
Potenza	150 Watts

Unisciti alla comunità di utilizzatori VIDAS registrandoti su www.myvidas.com

