



VIDAS[®]

Semplicemente affidabile



PIONEERING DIAGNOSTICS

VIDAS®

Pensato per durare



I sistemi automatici per immunodosaggi **VIDAS®** sono apprezzati in tutto il mondo per la **robustezza**, la **semplicità d'uso**, la **flessibilità** e l'**accuratezza dei risultati**.

Un design unico

SEMPLICITÀ D'USO


- Interfaccia grafica intuitiva
- Strumento pronto all'uso
- Nessuna manutenzione da parte dell'operatore

AFFIDABILITÀ

- Robustezza strumentale (no tubi, aghi, siringhe, liquidi reflui)
- Reagenti pronti all'uso in formato monotest
- Identificazione automatica barcode reagenti e connessione bidirezionale al LIS

FLESSIBILITÀ

- Cinque sezioni indipendenti da 6 test ciascuna
- Esecuzione simultanea di diversi parametri
- Confezionamento dei kit da 30 o 60 test
- Più di 70 parametri disponibili



* SPR: Solid Phase Receptacle

	VIDAS®
Peso	65 kg
Voltaggio	100-240 VAC
Consumo elettrico	3-1,2 A
Frequenza	50-60 Hz
Potenza	280 VA

Unisciti alla comunità di utilizzatori VIDAS registrandoti su www.myvidas.com

