

VIDAS® KUBE™

LA SOLUZIONE PER L'IMMUNOLOGIA

I test immunologici di laboratorio si stanno evolvendo. È sempre più importante fornire risultati quotidiani accurati e tempestivi, per mantenere elevata la soddisfazione del paziente e del medico.

Entra nel mondo della semplicità di VIDAS® KUBE™, la piattaforma flessibile, automatizzata e conveniente che garantisce risultati rapidi altamente accurati.

VIDAS® KUBE™: semplice e affidabile, progettato per il laboratorio in evoluzione!

•••••
SCHERMO TOUCH Full HD



FACILE DA INTEGRARE

Con VIDAS® KUBE™ il tuo laboratorio beneficerà di:

- Flessibilità - fino a 36 test/ora per modulo
- Strumento da banco sovrapponibile
- Modularità - da 1 fino a 6 moduli
- Installazione e formazione semplici e rapide
- Computer integrato (vedi specifiche)

CERTEZZA DEI RISULTATI

VIDAS® KUBE™, risultati sempre affidabili e accurati:

- Verifica di compatibilità barrette e coni (SPR) automatica
- Rilevamento presenza campione
- Segnalazione campioni non idonei (bolle e intasamenti)
- Calibrazione condivisa tra i moduli

VIDAS® KUBE™, intuitivo e facile:

- Interfaccia software semplice e innovativa
- Connettività LIS¹ bidirezionale
- Protezione dei dati grazie alla cybersecurity sempre aggiornata

¹Laboratory Information System

²Quality Control VIDAS®

2 SEZIONI INDIPENDENTI
DA 6 POSIZIONI



TASTO ON/OFF

STATO DELLA
SEZIONE

SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO DI ALTA QUALITÀ

VIDAS® KUBE™, tranquillità a lungo termine grazie a:

- Percorsi di formazione personalizzabili
- Produttività ottimizzata con assistenza da remoto tramite connettività VILINK®
- Manutenzioni e controlli ridotti (QCV®² non necessario)

VIDAS® KUBE™

Flessibilità e automazione che permetteranno al tuo laboratorio di essere più produttivo, preciso e innovativo: la soluzione semplice e completa.



LA FILOSOFIA VIDAS®


CONCETTO MONOTEST

- Reagenti pronti all'uso con lunghe shelf-life
- Kit all-inclusive (calibratori e controlli inclusi)



AMPIO MENU DI ESAMI: PIÙ DI 80 PARAMETRI

- Prestazioni confermate in studi analitici*
- I test VIDAS® sono trasversali:
 - Emergency & Critical Care
 - Immunochimica
 - Malattie infettive



*Contattare il rappresentante locale per maggiori informazioni

IL MONDO DEL VIDAS®


Se stai decidendo di implementare per la prima volta l'automazione nel tuo laboratorio o stai optando per differenti soluzioni, noi forniamo soluzioni per le **attuali necessità del laboratorio**.

È sempre più importante affidarsi a soluzioni **semplici e costruite per durare**, supportate da un servizio d'eccellenza, che garantiscano la continua operatività del laboratorio.

Abbiamo progettato il nuovo VIDAS® KUBE™ in modo che tu possa **beneficiare di tecnologie innovative**, mantenendo tutte le caratteristiche che i laboratori apprezzano della soluzione VIDAS®.

bioMérieux, operando in tutto il mondo, ti garantisce una **completa esperienza trentennale** nei dosaggi immunologici.

INNOVATIVI DA OLTRE 30 ANNI





SPECIFICHE DELLO STRUMENTO

VIDAS® KUBE™ (cod.)	423 912 (singola unità) 470 7576 (configurazione standard)
Peso	23,7 kg (singola unità)
Dimensioni	L. 43,4 cm x A 32,1 cm x P 48,5 cm (singola unità)
Consumo di elettricità	100/240 V, 56-60Hz
Potenza	150 W
Efficienza energetica	Modalità Sleep; Avvio/Spengimento programmabili
Temperatura d'esercizio	18-30°C
Umidità relativa	20-80% (senza condensa)
Altitudine massima	2.700 m
Emissioni sonore in modalità operativa	≤ 70 dBa
Sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Archiviazione automatica dei dati• Bloccaggio automatico sportelli sezioni durante le sedute

Specifiche PC integrato

(Per la configurazione VIDAS® KUBE™ da 3 a 6 moduli è richiesto un PC aggiuntivo)

Configurazione OS	Windows 10
CPU	Intel Core i3 – 8100 3.6 GHz
Memoria	27.000 risultati, circa 5 anni di dati
RAM	DDR4 - 16GB 2400 MHz
Collegamenti	Ingressi USB x 6 Ingresso Ethernet x 1 Ingresso HDMI (monitor) x 1

BIOMÉRIEUX

VIDAS® KUBE™

Entra nel Mondo della Semplicità

AFFIDABILE. ROBUSTO. UNIVERSALE.



PIONEERING DIAGNOSTICS